

Drugsscreening in urine

Naam stof / geneesmiddel	Screening
Maanzaad	Opioïden
Codeïne (Natterman*, tabletten)	Opioïden
Efedrine (Natterman*)	Amfetaminen
Fenfluramine (Ponderal, Isomeride)	Amfetaminen
Fentermine	Amfetaminen
Pseudoefedrine	Amfetaminen
Pipamperon	LSD
Prilocaine	LSD
Tyramine	Amfetaminen

Drugstest	Detectielimiet	Tijd aantoonbaar in urine bij éénmalig gebruik	Tijd aantoonbaar in urine bij regelmatig gebruik	Producten
Opiaten* 300 ng/ml				
Morfine		2 dagen	3 dagen – 3 weken	Heroïne, morfine
N-AC-morfine		4 uur	3 – 4 dagen	Heroïne (specifiek metaboliet)
Codeïne		2 dagen	3 dagen – 3 weken	Codeïne, heroïne, morfine
Amfetamine 300 ng/ml				
Amfetamine			2 – 4 dagen	Amfetamines
Metamfetamine			2 – 4 dagen	Amfetamines
MDMA, XTC				XTC- ecstasy
THC (cannabinoïden)*	50 ng/ml	1 – 5 dagen	> 1 maand	Cannabis, marihuana, hasjiesj, hennep
Cocaine*	300 ng/ml	1 – 3 dagen	3 dagen – weken	Cocaine
Barbituraten	200 ng/ml		Weken tot > 1 maand	Allerlei
Benzodiazepines*	200 ng/ml		> 1 week	Allerlei
Methadon*	250 ng/ml		2 – 3 dagen	Methadone

* Deze testen maken onderdeel uit van het pakket drugsscreening. De amfetaminen en de barbituraten kunnen separaat worden aangevraagd.